





PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

																																																																					
	<table><tr><th>Model Nummer</th><th>3-wiel: RSC39; 4-wiel: RSC49</th></tr><tr><td>Maximale belasting</td><td>136 kg (300 lbs.)</td></tr><tr><td>Snelheid (Max)¹</td><td>6,4 km/h (4 mph)</td></tr><tr><td>D — Bodemvrijheid²</td><td>3-wiel: 32 mm (1,26 in.) bij motor 4-wiel: 34 mm (1,36 in.) bij motor</td></tr><tr><td>E — Draaicirkel²</td><td>3-wiel: 838 mm (33 in.) 4-wiel: 1187 mm (46,75 in.)</td></tr><tr><td>F — Breedte bij omkeren (3-puntsdraai)²</td><td>3-wiel: 1067 mm (42 in.) 4-wiel: 1372 mm (54 in.)</td></tr><tr><td>G — Lengte²</td><td>3-wiel: 978 mm (38,5 in.) 4-wiel: 1029 mm (40,5 in.)</td></tr><tr><td>I — Breedte²</td><td>572 mm (22,5 in.)</td></tr><tr><td></td><td>Banden</td><td>Type: solide Achterkant en Voorkant: 203 mm (8 in.)</td></tr><tr><td></td><td>Afstand per laadbeurt^{1, 4}</td><td>3-wiel: Variabele tot 16,3 km (10,1 miles) bij 90,75 kg (200 lbs.) Variabele tot 13 km (8.1 miles) bij 136 kg (300 lbs.) 4-wiel: Variabele tot 12,9 km (8 miles) bij 90,75 kg (200 lbs.) Variabele tot 10,5 km (6,6 miles) bij 136 kg (300 lbs.)</td></tr><tr><td></td><td>Gewicht zonder accu's⁵</td><td>3-wiel: 34,7 kg (76,5 lbs.) 4-wiel: 37 kg (81,5 lbs.)</td></tr><tr><td>H — I —</td><td>Stoel²</td><td>Type: Vouwbaar plastic Gewicht: 10,3 kg (22,7 lbs.) Materiaal: Zwart Vinyl Breedte: 432 mm (17 in.) Diepte: 432 mm (17 in.)</td></tr><tr><td></td><td>Aandrijving</td><td>Achterwielaandrijving, enkele motor, 24 Volt DC motor</td></tr><tr><td></td><td>Remsysteem</td><td>Elektromagnetische remmen</td></tr><tr><td></td><td>Accu's³</td><td>Type: Twee 12 volt, gesloten loodzuur, niet-lekbaar, diepe cyclus Capaciteit: 12Ah</td></tr><tr><td></td><td>Accu pack gewicht⁶</td><td>9 kg (20 lbs.)</td></tr><tr><td></td><td>Lader</td><td>2 amp Externe lader</td></tr><tr><td></td><td>Vrijloop operational kracht</td><td>Minder dan 60 N</td></tr><tr><td></td><td>Bedieningskracht van aandrijfbesturing</td><td>Minder dan 5 N</td></tr><tr><td></td><td>Maximaal toegestane helling</td><td>10,5% (6°)</td></tr><tr><td>A —</td><td>Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Aflopend)²</td><td>50 mm (2 in.)</td></tr><tr><td>B —</td><td>Hoogte van zitting to dek</td><td>398 - 457 mm (15,5 - 18 in.)</td></tr><tr><td>C —</td><td>Zithoogte</td><td>400 mm (15,75 in.)</td></tr><tr><td></td><td>Totale hoogte</td><td>883 mm (34,75 in.)</td></tr><tr><td></td><td>Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)</td><td>Minder dan 65 dB</td></tr></table>		Model Nummer	3-wiel: RSC39; 4-wiel: RSC49	Maximale belasting	136 kg (300 lbs.)	Snelheid (Max) ¹	6,4 km/h (4 mph)	D — Bodemvrijheid ²	3-wiel: 32 mm (1,26 in.) bij motor 4-wiel: 34 mm (1,36 in.) bij motor	E — Draaicirkel ²	3-wiel: 838 mm (33 in.) 4-wiel: 1187 mm (46,75 in.)	F — Breedte bij omkeren (3-puntsdraai) ²	3-wiel: 1067 mm (42 in.) 4-wiel: 1372 mm (54 in.)	G — Lengte ²	3-wiel: 978 mm (38,5 in.) 4-wiel: 1029 mm (40,5 in.)	I — Breedte ²	572 mm (22,5 in.)		Banden	Type: solide Achterkant en Voorkant: 203 mm (8 in.)		Afstand per laadbeurt ^{1, 4}	3-wiel: Variabele tot 16,3 km (10,1 miles) bij 90,75 kg (200 lbs.) Variabele tot 13 km (8.1 miles) bij 136 kg (300 lbs.) 4-wiel: Variabele tot 12,9 km (8 miles) bij 90,75 kg (200 lbs.) Variabele tot 10,5 km (6,6 miles) bij 136 kg (300 lbs.)		Gewicht zonder accu's ⁵	3-wiel: 34,7 kg (76,5 lbs.) 4-wiel: 37 kg (81,5 lbs.)	H — I —	Stoel ²	Type: Vouwbaar plastic Gewicht: 10,3 kg (22,7 lbs.) Materiaal: Zwart Vinyl Breedte: 432 mm (17 in.) Diepte: 432 mm (17 in.)		Aandrijving	Achterwielaandrijving, enkele motor, 24 Volt DC motor		Remsysteem	Elektromagnetische remmen		Accu's ³	Type: Twee 12 volt, gesloten loodzuur, niet-lekbaar, diepe cyclus Capaciteit: 12Ah		Accu pack gewicht ⁶	9 kg (20 lbs.)		Lader	2 amp Externe lader		Vrijloop operational kracht	Minder dan 60 N		Bedieningskracht van aandrijfbesturing	Minder dan 5 N		Maximaal toegestane helling	10,5% (6°)	A —	Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Aflopend) ²	50 mm (2 in.)	B —	Hoogte van zitting to dek	398 - 457 mm (15,5 - 18 in.)	C —	Zithoogte	400 mm (15,75 in.)		Totale hoogte	883 mm (34,75 in.)		Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minder dan 65 dB
Model Nummer	3-wiel: RSC39; 4-wiel: RSC49																																																																				
Maximale belasting	136 kg (300 lbs.)																																																																				
Snelheid (Max) ¹	6,4 km/h (4 mph)																																																																				
D — Bodemvrijheid ²	3-wiel: 32 mm (1,26 in.) bij motor 4-wiel: 34 mm (1,36 in.) bij motor																																																																				
E — Draaicirkel ²	3-wiel: 838 mm (33 in.) 4-wiel: 1187 mm (46,75 in.)																																																																				
F — Breedte bij omkeren (3-puntsdraai) ²	3-wiel: 1067 mm (42 in.) 4-wiel: 1372 mm (54 in.)																																																																				
G — Lengte ²	3-wiel: 978 mm (38,5 in.) 4-wiel: 1029 mm (40,5 in.)																																																																				
I — Breedte ²	572 mm (22,5 in.)																																																																				
	Banden	Type: solide Achterkant en Voorkant: 203 mm (8 in.)																																																																			
	Afstand per laadbeurt ^{1, 4}	3-wiel: Variabele tot 16,3 km (10,1 miles) bij 90,75 kg (200 lbs.) Variabele tot 13 km (8.1 miles) bij 136 kg (300 lbs.) 4-wiel: Variabele tot 12,9 km (8 miles) bij 90,75 kg (200 lbs.) Variabele tot 10,5 km (6,6 miles) bij 136 kg (300 lbs.)																																																																			
	Gewicht zonder accu's ⁵	3-wiel: 34,7 kg (76,5 lbs.) 4-wiel: 37 kg (81,5 lbs.)																																																																			
H — I —	Stoel ²	Type: Vouwbaar plastic Gewicht: 10,3 kg (22,7 lbs.) Materiaal: Zwart Vinyl Breedte: 432 mm (17 in.) Diepte: 432 mm (17 in.)																																																																			
	Aandrijving	Achterwielaandrijving, enkele motor, 24 Volt DC motor																																																																			
	Remsysteem	Elektromagnetische remmen																																																																			
	Accu's ³	Type: Twee 12 volt, gesloten loodzuur, niet-lekbaar, diepe cyclus Capaciteit: 12Ah																																																																			
	Accu pack gewicht ⁶	9 kg (20 lbs.)																																																																			
	Lader	2 amp Externe lader																																																																			
	Vrijloop operational kracht	Minder dan 60 N																																																																			
	Bedieningskracht van aandrijfbesturing	Minder dan 5 N																																																																			
	Maximaal toegestane helling	10,5% (6°)																																																																			
A —	Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Aflopend) ²	50 mm (2 in.)																																																																			
B —	Hoogte van zitting to dek	398 - 457 mm (15,5 - 18 in.)																																																																			
C —	Zithoogte	400 mm (15,75 in.)																																																																			
	Totale hoogte	883 mm (34,75 in.)																																																																			
	Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minder dan 65 dB																																																																			

¹ Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
² Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ of -) 3%.
³ AGM, Gel-Cell, Lithium-ion of hybride gel-type (Hybride gel wordt gedefinieerd als Nano Silicagel elektrolyt met scheidingslagen van hoge kwaliteit glasmat) vereist. Zie III. "Accu's en het laden."
⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
⁵ Inclusief standaard zitting.
⁶ Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.

OPMERKING: Dit product voldoet aan alle toepasselijke ANSI/RESNA en ISO 7176 Series normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

																																																				
	<table><tr><th>Números de modelo</th><th>3-ruedas: RSC39; 4-ruedas: RSC49</th></tr><tr><td>Capacidad de carga</td><td>136 kg (300 libras)</td></tr><tr><td>Velocidad (máx)¹</td><td>6.4 km/h (4 mph)</td></tr><tr><td>Distancia al suelo²</td><td>3-ruedas: 32 mm (1.26 pulgadas) a la motor 4-ruedas: 34 mm (1.36 pulgadas) a la motor</td></tr><tr><td>Radio de giro²</td><td>3-ruedas: 838 mm (33 pulgadas) 4-ruedas: 1187 mm (46.75 pulgadas)</td></tr><tr><td>Anchura necesaria para girar (dar la vuelta)²</td><td>3-ruedas: 1067 mm (42 pulgadas) 4-ruedas: 1372 mm (54 pulgadas)</td></tr><tr><td>Longitud total²</td><td>3-ruedas: 978 mm (38.5 pulgadas) 4-ruedas: 1029 mm (40.5 pulgadas)</td></tr><tr><td>Anchura total²</td><td>572 mm (22.5 pulgadas)</td></tr><tr><td>Tipo de rueda</td><td>Tipo: Macizas Frontal y Posterior: 203 mm (8 pulgadas)</td></tr><tr><td>Autonomía por carga^{1, 4}</td><td>3-ruedas: Hasta 16.3 km (10.1 millas) a 90.75 kg (200 libras) Hasta 13 km (8.1 millas) a 136 kg (300 libras) 4-ruedas: Hasta 12.9 km (8 millas) a 90.75 kg (200 libras) Hasta 10.5 km (6.6 millas) a 136 kg (300 libras)</td></tr><tr><td>Peso total sin paquete de baterías⁵</td><td>3-ruedas: 34.7 kg (76.5 libras) 4-ruedas: 37 kg (81.5 libras)</td></tr><tr><td>Asiento estándar²</td><td>Tipo: Moldeado Peso: 10.3 kg (22.7 libras) Material: vinilo negro Anchura: 432 mm (17 pulgadas) Profundidad: 432 mm (17 pulgadas)</td></tr><tr><td>Sistema automotor</td><td>Tracción posterior, solo motor, CC de 24 voltios</td></tr><tr><td>Sistema de frenos dual</td><td>Recuperación y electromecánico</td></tr><tr><td>Requisitos de las baterías³</td><td>Tipo: Dos 12V, ácido de plomo sellado, no derramable, ciclo profundo Tamaño: 12Ah</td></tr><tr><td>Peso del paquete de baterías⁶</td><td>9 kg (20 libras)</td></tr><tr><td>Cargador de batería</td><td>2 amp cargador externo</td></tr><tr><td>Fuerza operativa rueda libre</td><td>Inferior a 60 N</td></tr><tr><td>Fuerza de operación del control de conducción</td><td>Inferior a 5 N</td></tr><tr><td>Inclinación máxima</td><td>10.5% (6°)</td></tr><tr><td>Cap. máx. de sortear obstáculos (ascendente/descendente)²</td><td>50 mm (2 pulgadas)</td></tr><tr><td>Altura del asiento a la plataforma</td><td>398 - 457 mm (15.5 - 18 pulgadas)</td></tr><tr><td>Altura del asiento</td><td>400 mm (15.75 pulgadas)</td></tr><tr><td>Altura total</td><td>883 mm (34.75 pulgasas)</td></tr><tr><td>Nivel sonoro (ponderado con A)</td><td>Inferior a 65 dB</td></tr></table>		Números de modelo	3-ruedas: RSC39; 4-ruedas: RSC49	Capacidad de carga	136 kg (300 libras)	Velocidad (máx) ¹	6.4 km/h (4 mph)	Distancia al suelo ²	3-ruedas: 32 mm (1.26 pulgadas) a la motor 4-ruedas: 34 mm (1.36 pulgadas) a la motor	Radio de giro ²	3-ruedas: 838 mm (33 pulgadas) 4-ruedas: 1187 mm (46.75 pulgadas)	Anchura necesaria para girar (dar la vuelta) ²	3-ruedas: 1067 mm (42 pulgadas) 4-ruedas: 1372 mm (54 pulgadas)	Longitud total ²	3-ruedas: 978 mm (38.5 pulgadas) 4-ruedas: 1029 mm (40.5 pulgadas)	Anchura total ²	572 mm (22.5 pulgadas)	Tipo de rueda	Tipo: Macizas Frontal y Posterior: 203 mm (8 pulgadas)	Autonomía por carga ^{1, 4}	3-ruedas: Hasta 16.3 km (10.1 millas) a 90.75 kg (200 libras) Hasta 13 km (8.1 millas) a 136 kg (300 libras) 4-ruedas: Hasta 12.9 km (8 millas) a 90.75 kg (200 libras) Hasta 10.5 km (6.6 millas) a 136 kg (300 libras)	Peso total sin paquete de baterías ⁵	3-ruedas: 34.7 kg (76.5 libras) 4-ruedas: 37 kg (81.5 libras)	Asiento estándar ²	Tipo: Moldeado Peso: 10.3 kg (22.7 libras) Material: vinilo negro Anchura: 432 mm (17 pulgadas) Profundidad: 432 mm (17 pulgadas)	Sistema automotor	Tracción posterior, solo motor, CC de 24 voltios	Sistema de frenos dual	Recuperación y electromecánico	Requisitos de las baterías ³	Tipo: Dos 12V, ácido de plomo sellado, no derramable, ciclo profundo Tamaño: 12Ah	Peso del paquete de baterías ⁶	9 kg (20 libras)	Cargador de batería	2 amp cargador externo	Fuerza operativa rueda libre	Inferior a 60 N	Fuerza de operación del control de conducción	Inferior a 5 N	Inclinación máxima	10.5% (6°)	Cap. máx. de sortear obstáculos (ascendente/descendente) ²	50 mm (2 pulgadas)	Altura del asiento a la plataforma	398 - 457 mm (15.5 - 18 pulgadas)	Altura del asiento	400 mm (15.75 pulgadas)	Altura total	883 mm (34.75 pulgasas)	Nivel sonoro (ponderado con A)	Inferior a 65 dB
Números de modelo	3-ruedas: RSC39; 4-ruedas: RSC49																																																			
Capacidad de carga	136 kg (300 libras)																																																			
Velocidad (máx) ¹	6.4 km/h (4 mph)																																																			
Distancia al suelo ²	3-ruedas: 32 mm (1.26 pulgadas) a la motor 4-ruedas: 34 mm (1.36 pulgadas) a la motor																																																			
Radio de giro ²	3-ruedas: 838 mm (33 pulgadas) 4-ruedas: 1187 mm (46.75 pulgadas)																																																			
Anchura necesaria para girar (dar la vuelta) ²	3-ruedas: 1067 mm (42 pulgadas) 4-ruedas: 1372 mm (54 pulgadas)																																																			
Longitud total ²	3-ruedas: 978 mm (38.5 pulgadas) 4-ruedas: 1029 mm (40.5 pulgadas)																																																			
Anchura total ²	572 mm (22.5 pulgadas)																																																			
Tipo de rueda	Tipo: Macizas Frontal y Posterior: 203 mm (8 pulgadas)																																																			
Autonomía por carga ^{1, 4}	3-ruedas: Hasta 16.3 km (10.1 millas) a 90.75 kg (200 libras) Hasta 13 km (8.1 millas) a 136 kg (300 libras) 4-ruedas: Hasta 12.9 km (8 millas) a 90.75 kg (200 libras) Hasta 10.5 km (6.6 millas) a 136 kg (300 libras)																																																			
Peso total sin paquete de baterías ⁵	3-ruedas: 34.7 kg (76.5 libras) 4-ruedas: 37 kg (81.5 libras)																																																			
Asiento estándar ²	Tipo: Moldeado Peso: 10.3 kg (22.7 libras) Material: vinilo negro Anchura: 432 mm (17 pulgadas) Profundidad: 432 mm (17 pulgadas)																																																			
Sistema automotor	Tracción posterior, solo motor, CC de 24 voltios																																																			
Sistema de frenos dual	Recuperación y electromecánico																																																			
Requisitos de las baterías ³	Tipo: Dos 12V, ácido de plomo sellado, no derramable, ciclo profundo Tamaño: 12Ah																																																			
Peso del paquete de baterías ⁶	9 kg (20 libras)																																																			
Cargador de batería	2 amp cargador externo																																																			
Fuerza operativa rueda libre	Inferior a 60 N																																																			
Fuerza de operación del control de conducción	Inferior a 5 N																																																			
Inclinación máxima	10.5% (6°)																																																			
Cap. máx. de sortear obstáculos (ascendente/descendente) ²	50 mm (2 pulgadas)																																																			
Altura del asiento a la plataforma	398 - 457 mm (15.5 - 18 pulgadas)																																																			
Altura del asiento	400 mm (15.75 pulgadas)																																																			
Altura total	883 mm (34.75 pulgasas)																																																			
Nivel sonoro (ponderado con A)	Inferior a 65 dB																																																			
D																																																				
E																																																				
F																																																				
G																																																				
H																																																				
I																																																				
A																																																				
B																																																				
C																																																				

¹ Varía según el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad de las baterías (Ah), el estado y carga de las baterías, los motores, el tipo de regulador, el tipo de ruedas y su estado. Esta especificación puede variar en un +10%, -5%.
² Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos, esta especificación puede variar en un (+ o -) 3%.
³ Se necesario de tipo AGM, Gel-Cell, Iones de litio o Gel híbrido (El Gel híbrido se definido como electrolito de gel de sílice con separadores de alfombras de vidrio de alta calidad). Consulte el capítulo III, "Baterías y su carga".
⁴ Probado de conformidad con ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Sección 4 y normativa ISO 7176-4. Resultados derivados del cálculo teórico basado en las especificaciones de batería y el rendimiento del sistema de conducción. Pruebas realiza das con la capacidad de peso máxima.
⁵ Incluye asiento estandar.
⁶ El peso de las baterías puede vatiar según el fabricante.

NOTA: Este producto cumple con todas las normas aplicables ANSI/RESNA y ISO 7176 Series. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

PRODUCT SPECIFICATIONS SHEET







																																																				
	<table><tr><th>Model Numbers</th><th>3-wheel: RSC39; 4-wheel: RSC49</th></tr><tr><td>Weight Capacity</td><td>300 lbs. (136 kg); 21 stone 6 lbs.</td></tr><tr><td>Speed (Maximum)¹</td><td>4 mph (6.4 km/h)</td></tr><tr><td>D Ground Clearance²</td><td>3-wheel: 1.26 in. (32 mm) at motor 4-wheel: 1.36 in. (34 mm) at motor</td></tr><tr><td>E Turning Radius²</td><td>3-wheel: 33 in. (838 mm) 4-wheel: 46.75 in. (1187 mm)</td></tr><tr><td>F Reversing Width (K-turn)²</td><td>3-wheel: 42 in. (1067 mm) 4-wheel: 54 in. (1372 mm)</td></tr><tr><td>F Overall Length²</td><td>3-wheel: 38.5 in. (978 mm) 4-wheel: 40.5 in. (1029 mm)</td></tr><tr><td>G Overall Width²</td><td>22.5 in. (572 mm)</td></tr><tr><td>Tires</td><td>Type: Solid Front and Rear: 8 in. (203 mm)</td></tr><tr><td>Range Per Charge^{1, 4}</td><td>3-wheel: Up to 10.1 miles (16.3 km) at 200 lbs. (90.75 kg); 14 stone 4 lbs. Up to 8.1 miles (13 km) at 300 lbs. (136 kg); 21 stone 6 lbs. 4-wheel: Up to 8 miles (12.9 km) at 200 lbs. (90.75 kg); 14 stone 4 lbs. Up to 6.6 miles (10.5 km) at 300 lbs. (136 kg); 21 stone 6 lbs.</td></tr><tr><td>Total Weight Without Batteries⁵</td><td>3-wheel: 76.5 lbs. (34.7 kg) 4-wheel: 81.5 lbs. (37 kg)</td></tr><tr><td>H I Standard Seating²</td><td>Type: Molded Plastic Weight: 22.7 lbs. (10.3 kg) Material: Black Vinyl Width: 17 in. (432 mm) Depth: 17 in. (432 mm)</td></tr><tr><td>Drive System</td><td>Rear-wheel drive, single motor, 24-volt DC motor</td></tr><tr><td>Dual Braking System</td><td>Regenerative and electromechanical</td></tr><tr><td>Battery Requirements³</td><td>Type: Two 12-volt, sealed lead-acid, non-spillable deep-cycle Size: 12Ah</td></tr><tr><td>Battery Pack Weight⁶</td><td>20 lbs. (9 kg)</td></tr><tr><td>Battery Charger</td><td>2 amp off-board charger</td></tr><tr><td>Freewheel Operational Force</td><td>Less than 60 N</td></tr><tr><td>Drive Control Operational Force</td><td>Less than 5 N</td></tr><tr><td>Maximum Rated Slope</td><td>6° (10.5%)</td></tr><tr><td>Maximum Obstacle Climbing Ability (Ascending/Descending)²</td><td>2 in. (50 mm)</td></tr><tr><td>A Seat to Deck Height</td><td>15.5 - 18 in. (398 - 457 mm)</td></tr><tr><td>B Seat Height</td><td>15.75 in. (400 mm)</td></tr><tr><td>C Overall Height</td><td>34.75 in. (883 mm)</td></tr><tr><td>Measured Sound Level (A-weighted)</td><td>Less than 65 dB</td></tr></table>		Model Numbers	3-wheel: RSC39; 4-wheel: RSC49	Weight Capacity	300 lbs. (136 kg); 21 stone 6 lbs.	Speed (Maximum) ¹	4 mph (6.4 km/h)	D Ground Clearance ²	3-wheel: 1.26 in. (32 mm) at motor 4-wheel: 1.36 in. (34 mm) at motor	E Turning Radius ²	3-wheel: 33 in. (838 mm) 4-wheel: 46.75 in. (1187 mm)	F Reversing Width (K-turn) ²	3-wheel: 42 in. (1067 mm) 4-wheel: 54 in. (1372 mm)	F Overall Length ²	3-wheel: 38.5 in. (978 mm) 4-wheel: 40.5 in. (1029 mm)	G Overall Width ²	22.5 in. (572 mm)	Tires	Type: Solid Front and Rear: 8 in. (203 mm)	Range Per Charge ^{1, 4}	3-wheel: Up to 10.1 miles (16.3 km) at 200 lbs. (90.75 kg); 14 stone 4 lbs. Up to 8.1 miles (13 km) at 300 lbs. (136 kg); 21 stone 6 lbs. 4-wheel: Up to 8 miles (12.9 km) at 200 lbs. (90.75 kg); 14 stone 4 lbs. Up to 6.6 miles (10.5 km) at 300 lbs. (136 kg); 21 stone 6 lbs.	Total Weight Without Batteries ⁵	3-wheel: 76.5 lbs. (34.7 kg) 4-wheel: 81.5 lbs. (37 kg)	H I Standard Seating ²	Type: Molded Plastic Weight: 22.7 lbs. (10.3 kg) Material: Black Vinyl Width: 17 in. (432 mm) Depth: 17 in. (432 mm)	Drive System	Rear-wheel drive, single motor, 24-volt DC motor	Dual Braking System	Regenerative and electromechanical	Battery Requirements ³	Type: Two 12-volt, sealed lead-acid, non-spillable deep-cycle Size: 12Ah	Battery Pack Weight ⁶	20 lbs. (9 kg)	Battery Charger	2 amp off-board charger	Freewheel Operational Force	Less than 60 N	Drive Control Operational Force	Less than 5 N	Maximum Rated Slope	6° (10.5%)	Maximum Obstacle Climbing Ability (Ascending/Descending) ²	2 in. (50 mm)	A Seat to Deck Height	15.5 - 18 in. (398 - 457 mm)	B Seat Height	15.75 in. (400 mm)	C Overall Height	34.75 in. (883 mm)	Measured Sound Level (A-weighted)	Less than 65 dB
Model Numbers	3-wheel: RSC39; 4-wheel: RSC49																																																			
Weight Capacity	300 lbs. (136 kg); 21 stone 6 lbs.																																																			
Speed (Maximum) ¹	4 mph (6.4 km/h)																																																			
D Ground Clearance ²	3-wheel: 1.26 in. (32 mm) at motor 4-wheel: 1.36 in. (34 mm) at motor																																																			
E Turning Radius ²	3-wheel: 33 in. (838 mm) 4-wheel: 46.75 in. (1187 mm)																																																			
F Reversing Width (K-turn) ²	3-wheel: 42 in. (1067 mm) 4-wheel: 54 in. (1372 mm)																																																			
F Overall Length ²	3-wheel: 38.5 in. (978 mm) 4-wheel: 40.5 in. (1029 mm)																																																			
G Overall Width ²	22.5 in. (572 mm)																																																			
Tires	Type: Solid Front and Rear: 8 in. (203 mm)																																																			
Range Per Charge ^{1, 4}	3-wheel: Up to 10.1 miles (16.3 km) at 200 lbs. (90.75 kg); 14 stone 4 lbs. Up to 8.1 miles (13 km) at 300 lbs. (136 kg); 21 stone 6 lbs. 4-wheel: Up to 8 miles (12.9 km) at 200 lbs. (90.75 kg); 14 stone 4 lbs. Up to 6.6 miles (10.5 km) at 300 lbs. (136 kg); 21 stone 6 lbs.																																																			
Total Weight Without Batteries ⁵	3-wheel: 76.5 lbs. (34.7 kg) 4-wheel: 81.5 lbs. (37 kg)																																																			
H I Standard Seating ²	Type: Molded Plastic Weight: 22.7 lbs. (10.3 kg) Material: Black Vinyl Width: 17 in. (432 mm) Depth: 17 in. (432 mm)																																																			
Drive System	Rear-wheel drive, single motor, 24-volt DC motor																																																			
Dual Braking System	Regenerative and electromechanical																																																			
Battery Requirements ³	Type: Two 12-volt, sealed lead-acid, non-spillable deep-cycle Size: 12Ah																																																			
Battery Pack Weight ⁶	20 lbs. (9 kg)																																																			
Battery Charger	2 amp off-board charger																																																			
Freewheel Operational Force	Less than 60 N																																																			
Drive Control Operational Force	Less than 5 N																																																			
Maximum Rated Slope	6° (10.5%)																																																			
Maximum Obstacle Climbing Ability (Ascending/Descending) ²	2 in. (50 mm)																																																			
A Seat to Deck Height	15.5 - 18 in. (398 - 457 mm)																																																			
B Seat Height	15.75 in. (400 mm)																																																			
C Overall Height	34.75 in. (883 mm)																																																			
Measured Sound Level (A-weighted)	Less than 65 dB																																																			

¹ Varies with base model, user weight, terrain type, battery amp hour rating (Ah), battery charge, battery condition, motors, controller type, tire type, and tire condition. This specification is subject to a variance of +10%, -5%.
² Due to manufacturing tolerances and continued product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
³ AGM, Gel-Cell, Lithium-ion, or Hybrid Gel (Hybrid Gel is defined as Nano Silica Gel Electrolyte with High Quality Glass Mat Separators) type required. See III. "Batteries and Charging."
⁴ Tested in accordance with ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Results derived from theoretical calculations based on battery specifications and drive system performance. Test conducted at maximum weight capacity.
⁵ Includes standard seat.
⁶ Battery weight may vary based on manufacturer.








NOTE: This product conforms to all applicable ANSI/RESNA and ISO 7176 Series standards. All specifications subject to change without notice.





SPECIFICATIONS DE PRODUIT

PRODUKT DATENBLATT

FOGLIO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

¹ Varie en fonction du poids de l'utilisateur du type de terrain, du format (Ah), de l'état et du niveau de charge des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.

² En fonction des exigences de fabrication et des améliorations apportées au produit, il se peut que cette spécification fluctue de (+ ou -) 3%.

³ Type AGM, Gel-Cell, Lithium-ion, ou Gel hybride (Le Gel hybride est défini comme électrolyte de gel de silice nano avec des séparateurs de tapis de verre de haute qualité) requis. Voyez la section III. "Batteries et recharge".

⁴ Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs bases sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.

⁵ Incluant siège standard.

⁶ Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

REMARQUE : ce produit est conforme à toutes les normes ANSI/RESNA et ISO 7176 Series applicables. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

¹ Variiert mit dem Benutzergewicht, Geländetyp, Batteriestärke (Ah Auslegung), Batterieladezustand, Batteriezustand und Reifenzustand. Können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) 10%, minus (-) 5% abweichen.

² Aufgrund von Herstellungstoleranzen und der kontinuierlichen Produktverbesserung können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) oder minus (-) 3% abweichen.

³ AGM-, Gel-Cell-, Lithium-Ionen, oder Hybridgel-Typ (Hybridgel ist definiert als Nano-Silica-Gel-Elektrolyt mit hochwertigen Glasmatten-Separatoren) erforderlich. Siehe III. „Batterien und Aufladung.“

⁴ Nach Standard ANSI/RESNA, Elektrorollstuhl Vol. 2 Kapitel 4 & ISO 7176-4 geprüeft. Die Ergebnisse wurden durch Kalkulation der Batteri Spezifikationen und der Leistung des Antriebs-System theoretisch erreicht. Der Test wurde mit maximaler Gewichts-Kapazitaet durchgeführt.

⁵ Einschließlich Standardsitz.

⁶ Gewicht der Batterie kann nach Hersteller variieren.

HINWEIS: Dieses Produkt entspricht allen geltenden Normen ANSI/RESNA und ISO 7176-Reihe. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

¹ Variabile a seconda del peso dell'utente, della tipologia del fondo stradale, dello stato di carica e di usura delle batterie, e delle condizioni dei pneumatici. Le misure possono variare fino a +10%, -5%.

² A causa delle tolleranze di produzione e al continuo miglioramento del prodotto, la presente specifica può essere soggetta ad una variazione pari a (+ o -) 3%.

³ È richiesto AGM, gel-cella, Agli ioni di litio, o gel ibrido (Gel ibrido è definito come elettrolita di gel di silice nano con separatori in vetro di alta qualità). Vedere il paragrafo III. "Batterie e ricarica".

⁴ Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sezione 4 & ISO 7176-4. Risultati derivati da calcoli teorici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di trazione. Test condotto alla massima capacità di carico.

⁵ Comprende sedile standard.

⁶ Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.

NOTA: Questo prodotto è conforme a tutti gli standard ANSI/RESNA e ISO 7176 Series applicabili. Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.